

VATHIN

TacMed Medikal
İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

VATHIN

www.vathin.com
marketing@vathin.com

1st floor, Building 12 , No.9, West Chuanqi Road, Jiuhua
Economic and Technological Development Zone, Xiangtan
411100, China

TacMed Medikal
İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Gaziler Cd. Yenişehir Mh. No: 341/G Konak - İZMİR

Tel : +90 232 449 00 47 • +90 533 386 26 91

www.tacmedmedikal.com

info@tacmedmedikal.com

tacmedmedikal tacmedmedikal tacmedmedikal



Vathin Single-Use
Flexible Bronchoscope
HD Bronchoscope Series
GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİDE
HASSASİYETİ KEŞFEDİN

TEK KULLANIMLIK TEKNOLOJİYLE STANDARTLARI YÜKSELTİN

Megapiksel
Çözünürlük

YENİ NESİL HD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ

MEGAPİXEL KAMERA

Vathin HD Bronkoskop Serisi, 720x1080 piksel çözünürlüğe sahip HD kamera ile donatılmıştır. 3-100 mm görüş derinliği sayesinde daha keskin görüntüler elde edilmesini sağlar; bu da daha doğru teşhis ve etkili tedaviye yardımcı olur.

ÇİFT LED IŞIK KAYNAĞI

Bronş içindeki farklı koşullarda görünürlüğü artırmak için daha gelişmiş LED aydınlatma entegre edilmiştir.

15.6" Full-HD Monitor

Vathin HD Scope Serisi, DVM-D monitör ile birlikte çalışır. 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip 15.6" geniş ekran, zorlu klinik kullanım senaryoları için üstün görüntüleme sunar.

TEMEL FAYDALAR

✓ Güvenlik ve Dayanıklılık

Vathin'in perçinli yılan kemiği yapısı ve 3 katmanlı kompozit tüp teknolojisi, yeniden kullanılabilir cihazlarla karşılaştırılabilir düzeyde yüksek dayanıklılık sağlar.

✓ Manevra Kabiliyeti

Distal uçta 210° yukarı ve 210° aşağı açılma sayesinde, orta/üst loblar, lümen ve distal bronş ağacı gibi karmaşık bölgelere erişim kolaylaştırılır.

✓ Üstün 1:1 Tork

Vathin tek kullanımlık endoskop teknolojisi, bronkoskoplarda dengeli şaft desteği ve üstün tork performansı sunar.

✓ Ergonomik Tasarımlar

- Özel kilitleme fonksiyonu, distal ucun belirli bir açıda sabit kalmasını sağlar ve kullanıcı yorgunluğunu azaltır.
- Yatay 90° sağ/sol dönüş özelliği, distal ucun esnekliğini önemli ölçüde artırarak zor bölgelere erişimi kolaylaştırır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

HD Bronchoscope Series



OD:4.9mm ID:2.2mm
OD:5.6mm ID:2.8mm
OD:6.2mm ID:3.2mm

HD Normal HD Large HD Extra

Adı	HD Normal		HD Large		HD Extra	
Model	BC-S1E00	BC-S1E00-L	BC-S1H00	BC-S1H00-L	BC-S1J00	BC-S1J00-L
Giriş Tüpü Dış Çapı	4.9 mm		5.6 mm		6.0 mm	
Çalışma Kanalı	2.2 mm		2.8 mm		3.2 mm	
Kilitlenme	NA	Y	NA	Y	NA	Y
Aspirasyon	Y					
Bükülme Bölümü	U210°/D210°					
Çalışma Uzunluğu	600mm					
Çözünürlük	720x1080 plx					
Görüş Açısı	110°±15%					
Alan Derinliği	3-100mm					
ETT Uyumluluğu	≥6.0mm		≥6.5mm		≥7.0mm	

Vathin Tek Kullanımlık Bronkoskop Teknolojisi



HD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ



Dijital Endoskop Bağlantısı
1280x720, 1920x1080p30

Analog Endoskop Bağlantısı
400x400, 200x200; 720x720

Model	DVM-D
Ekran Çözünürlüğü	1920*1080 (full HD 60Hz)
Ekran Tipi	15.6" FHD Color TFT-LCD
Boyut (GxYxD)	382 mm x 238mm x 44.5mm
Ağırlık	3 kg
Depolama Kapasitesi	64GB

- ✓ Yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemi
- ✓ Daha kolay görüntüleme için geniş ekran
- ✓ Eş zamanlı çift görüntü (Dual-Scope Display) sunar
- ✓ İdeal klinik gözlem sağlar.