

VATHIN

VATHIN

www.vathin.com
marketing@vathin.com

1st floor, Building 12 , No.9, West Chuanqi Road, Jiuhua
Economic and Technological Development Zone, Xiangtan
411100, China

 **TacMed Medikal**
İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Gaziler Cd. Yenişehir Mh. No: 341/G Konak - İZMİR

Tel : +90 232 449 00 47 • +90 533 386 26 91

www.tacmedmedikal.com


info@tacmedmedikal.com

[tacmedmedikal](https://www.instagram.com/tacmedmedikal) [tacmedmedikal](https://www.linkedin.com/company/tacmedmedikal) [tacmedmedikal](https://www.youtube.com/channel/UC...)



**Vathin Single-Use
Flexible Cystoscope
HD Cystoscope Series**
YENİ NESİL HD GÖRÜNTÜLEME
DENEYİMİNİ KEŞFEDİN

NETLİK VE KULLANIM KOLAYLIĞI İÇİN



Yeni Nesil HD Görüntüleme Sistemi

MEGAPİXEL KAMERA

Vathin HD Bronkoskop Serisi, 720×1080 çözünürlüğe sahip HD kamera ile donatılmıştır. 3–100 mm görüş derinliği sayesinde daha keskin görüntüler elde edilmesini sağlar; bu da daha doğru teşhis ve etkili tedaviye yardımcı olur.

ÇİFT LED IŞIK KAYNAĞI

Bronş içindeki farklı koşullarda görünürlüğü artırmak için daha gelişmiş LED aydınlatma entegre edilmiştir.

15.6" Full-HD Monitor

Vathin HD Scope Serisi, DVM-D monitör ile birlikte çalışır. 1920×1080 piksel çözünürlüğe ve 3–100 mm alan derinliğine sahip 15.6" geniş ekran, zorlu klinik durumlarda üstün görüntüleme sağlar.


TEMEL FAYDALAR

- ✓ **DAHA KESKİN VE NET GÖRÜNTÜ** : Gelişmiş HD görüntüleme sistemi sayesinde sistoskopide daha hassas görüntüleme sağlar.
- ✓ **ÜSTÜN MANEVRA KABİLİYETİ** : 210° geniş bükülme açısı sayesinde, özellikle mesane boynu gibi zor bölgelerde kolay kullanım sağlar.
- ✓ **GENİŞ ÇALIŞMA KANALI SEÇENEKLERİ** : 2.4 mm / 7.2 Fr çalışma kanalı ile daha iyi sıvı akışı ve daha kolay enstrüman yerleştirme imkanı sunar.
- ✓ **ERGONOMİK TASARIM** : Hafif yapısı sayesinde kullanımı kolaydır.
- ✓ **İŞ AKIŞINI HIZLANDIRIR** : Tek kullanımlık olması sayesinde her zaman hazırdır. Bekleme yok, hasar riski yok.
- ✓ **MALİYET AVANTAJI** : Tamir, sterilizasyon ve gizli maliyetler olmadan daha ekonomik bir çözüm sunar.

HD Sistoskop Serisi Özellikleri

Model	CY-E2E01	CY-E2E01R	CY-E2F01	CY-E2F01R	CY-E2G01	CY-E2G01R	CY-S2E01	CY-S2E01R
Giriş Tüpü Dış Çapı	4.9mm/14.7Fr		5.1mm/15.3Fr		5.3mm/15.9Fr		4.9mm/14.7Fr	
Çalışma Kanalı	2mm/6Fr		2.2mm/6.6Fr		2.4mm/7.2Fr		2mm/6Fr	
Yönlendirme / Bükülme	Standart	Ters Yönlü	Standart	Ters Yönlü	Standart	Ters Yönlü	Standart	Ters Yönlü
Aspirasyon	NA						Y	
Bükülme Bölümü								
Çalışma Uzunluğu								
Çözünürlük								
Görüş Açısı								
Alan Derinliği								

DVM-D MONİTOR



Model	DVM-D
Ekran Çözünürlüğü	1920*1080 (full HD 60Hz)
Ekran Tipi	15.6" FHD Color TFT-LCD
Boyut (GxYxD)	382 mm x 238mm x 44.5mm
Ağırlık	3 kg
Depolama Kapasitesi	64GB

- ✓ Yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemi
- ✓ Daha kolay görüntüleme için geniş ekran
- ✓ Eş zamanlı çift görüntü (Dual-Scope Display) sunar
- ✓ İdeal klinik gözlem sağlar.